

Scyntygrafia kości statyczna i dynamiczna

Na badanie należy zgłosić się do **pok 32** (rejestracja) w wyznaczonym terminie (data

Należy przynieść ze sobą:

1/**posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą diagnozowanego w pracowni schorzenia (zdjęcia i opisy badań radiologicznych kości. Badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego obejmujących kości, poziom PSA)**

2/dowód osobisty

Przygotowanie: Pacjent na badanie nie musi być na czczo (może zjeść lekkie śniadanie). Przynieść ze sobą ok. 1-1,5 l płynu (woda, sok, herbata). Bezpośrednio przed badaniem należy usunąć wszystkie metalowe przedmioty z odzieży (klucze, monety, telefon, pasek, szelki). W przypadku posiadania cewnika dopęcherzowego należy bezwzględnie poinformować o tym pracownika pracowni. Bezpośrednio przed badaniem należy opróżnić pęcherz moczowy.

Opis badania: W przypadku badania dynamicznego pod kamerą (najczęściej w pozycji leżącej) jest podawany dożylnie izotop i wykonywana pierwsza rejestracja, która trwa ok. 10 min. Następnie pacjent oczekuje ok 2 - 4 godz. na część drugą badania – w tym czasie pije wodę i często opróżnia pęcherz. Druga część badania trwa ok 20-40min.

W przypadku badania statycznego pacjent otrzymuje drogą dożylną preparat promieniotwórczy, który gromadzi się w kościach. Następnie pacjent oczekuje na badanie 2 – 4 godz. W tym czasie pije płyny i opróżnia pęcherz moczowy. Badanie pod kamerą trwa ok 20-40 min.

Przed samym wejściem na badanie należy opróżnić pęcherz!!!

Po zakończeniu badania pacjent pije dużą ilość płynów w celu wypłukania izotopu z organizmu. Wynik jest do odbioru po upływie 5 dni roboczych.