

## **Scyntygrafia przytarczyc MIBI**

Na badanie należy zgłosić się do **pok 32** (rejestracja) w wyznaczonym terminie (data ..... )

Należy przynieść ze sobą:

1/**posiadaną dokumentacją medyczną dotyczącą diagnozowanego w pracowni schorzenia (USG tarczycy. Poziom PTH)**

2/dowód osobisty

**Przygotowanie:** Nie ma potrzeby bycia na czczo – izotop jest podawany dożylnie.

**Opis badania:** Pacjent otrzymuje dożylnie preparat technetowy. Po upływie 10 min rozpoczyna się rejestracja obrazów tarczycy, która trwa ok 5 min. Następnie, bez zmiany pozycji ciała podawany jest drugi farmaceutyk i po ok. 15-20 min rozpoczynana jest kolejna akwizycja, która trwa 5 min.

Po zakończeniu badania należy pić dużą ilość płynów w celu wyptukania izotopu z organizmu. Wynik jest do odbioru po upływie 5 dni roboczych.